




samed®
TIBBİ CİHAZLAR
TUR.TEKS.SAN. VE DİŞ TİC.
LTD.ŞTİ



KATALOG
2022





TEKLİ DUVAR ÜNİTESİ

- *220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
- *12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 3.5 V enstuman çıkışı.
- *Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine konduğunda otomatik kapanır.
- *Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
- *Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
- *4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
- *Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
- *Yumuşak başlatma özelliği.



ÇİFTLİ DUVAR ÜNİTESİ

- *220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
- *12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 2 Adet 3.5 V enstuman çıkışı.
- *Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine konduğunda otomatik kapanır.
- *Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
- *Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
- *4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
- *Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
- *Yumuşak başlatma özelliği.
- *İki enstrümanla da aynı anda çalışma imkanı.

MODEL	TEKLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1000						
SMD1050						
SMD1100						
SMD1150						
SMD1200						
SMD1250						
SMD 1300						

MODEL	İKİLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1350						
SMD1400						
SMD1450						
SMD1500						
SMD1550						
SMD1600						
SMD 1650						
SMD 1700						



LARGE OFTALMASKOP (SMD 1850)

- Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlerle girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
- *Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *68 Lens vardır. +38 ile -30
- *18 adet diyafram filtre kombinasyonu vardır.

SMD 1850



- *6 Standart aparatür (Doğrusal Polarizasyon Filtresi ile) kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.
- *Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.



OFTALMASKOP (SMD 1950)

- Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlerle girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
- *Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *68 Lens vardır. +40 ile -25
- *18 adet diyafram filtre kombinasyonu vardır.

SMD 1950



- *6 Standart aparatür (Doğrusal Polarizasyon Filtresi ile) kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.
- *Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.



RETİNASKOP (SMD 2000)

- 3.5v Streak Retinoscope, gözün kırılmasını belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır. çizgi retinoskopu, kullanımı kolay, hızlı, doğru ve özellikle astigmatizm eksenini belirlemede kullanılmaktadır.
- *Çok kaplamalı optik
- *Odak ve dönüş için tek bir kontrol halkası. Rahat çalışma imkanı
- *Toz geçirmez ve bakım gerektirmez dizayn.
- *Üstün çizgi kalitesi, küçük göz bebekleri olan hastalarda bile daha kolay ve daha hızlı kırılma sağlar.
- *Güçlü, parlak ampul
- nötralizasyonun kolay tanınmasını sağlar

SMD2000



FİBER OPTİK OTOSKOP (SMD 2050)

- *3.0x Büyütme
- *3.5V Halojen ve Led ampül ile çalışabilir.
- *Fiber Optik aydınlatma
- *Contalı mercek kısmı sayesinde pnomatik uygulamalarda yüksek verim sağlar.
- *Sağlam ve dayanıklı plastik gövde

SMD 2050



CERRAHİ OTOSKOP (CER-OTO)

- *Açık sistem, işlemler sırasında kullanımı daha rahat hale getirir. kullanım kolaylığı için dönebilen lens ve spekulum.
- *Fiber optik aydınlatma soğuk ışık üretir.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *hareketli spekulum tutucu herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir.

CER-OTO



METAL OTOSKOP

- *3.0x Büyütme
- *3.5 Xenon/Halogen ve Led ampül ile çalışır
- *Fiber Optik aydınlatma
- *Contalı merceği sayesinde pnomatik uygulamalarda yüksek verim.
- *Sağlam ve dayanıklı metal gövde.



MINİ OFTALMASKOP SMD 1900

- *19 Lens +20D -20D
- *5 standart aperiür.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *2 adet AA pil ile çalışır



MINİ OTOSKOP SMO100

- *Fiber optik aydınlatma.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *3.0x Büyütme Lensi
- *2 adet AA pil ile çalışır



MINİ OFTALMASKOP SMD SMO230

- *19 Lens +20D -20D
- *5 standart aperiür.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *2 adet AA pil ile çalışır



ELCEK STANDART SMDHS410



MINİ ELCEK STANDART SMDMHS420



ELCEK ŞARJLI SMDHS400



MINİ ELCEK ŞARJLI SMDMHS 430




GÜÇ KUTUSU SMDSC600




GÜÇ PAKETİ 3.7V Li-ON SMD B900



SPEKULUM KUTUSU SMD1650



DIAGNOSTİK SET BÜYÜK SMDSB220




DIAGNOSTİK SET ORTA SMDSK210



LARİNGASKOPLAR



FIBOT (FIBEROPTİK LARİNGASKOPLAR)



F.O. GÖMÜLÜ MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

- *Saten mat kaplamalı hafif, en iyi tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- *Daha yoğun, beyaz ışık sağlayan entegre bir ekstra geniş fiber optik demeti oluşturulmuştur.
- *Optimum ışık yayılımı için (3,0 x 7,0 mm kesit) minimum 8000 tek lif.
- *Krom kaplama yoktur.
- *Girinti ve çıkıntılar minimuma indirilmek suretiyle üstün temizlik sağlanır.
- *Çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez
- *Uzun ömürlüdür.



F.O. MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

- *Kolay entübasyon için özel dizayn edilmiştir.
- *Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- *Krom kaplama yoktur.
- *4,5mm çapında 6500 den fazla fiber lif bulunmaktadır.
- *2,5 v xenon/Halojen ve Led ampül ile 6000 lux, 3,5 v Xenon/Halojen ve Led ampül ile 13000 Lux aydınlatma sağlar.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez
- *Uzun ömürlüdür.

GÖMÜLÜ F.O MACINTOSH BIÇAKLAR				
NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO	
MAC 0	82mm	9 mm	SM-15.101	
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-15.102	
MAC 2	116 mm	13 mm	SM-15.103	
MAC 3	135 mm	14.5 mm	SM-15.104	
MAC 4	155 mm	14.5 mm	SM-15.105	
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-15.106	



F.O MACINTOSH BIÇAKLAR			
NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 00	72 mm	9 mm	SM-13.100
MAC 0	82mm	9 mm	SM-13.101
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-13.102
MAC 2	115 mm	13 mm	SM-13.103
MAC 3	135 mm	15 mm	SM-13.104
MAC 4	155 mm	15 mm	SM-13.105
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-13.106



F.O. GÖMÜLÜ MACINTOSH FLEX MODEL BIÇAKLAR


- *Gövde içine gömülü fiber cam lifler
- *Uzun ömürlü yüksek kaliteli paslanmaz çelikten
- *Girinti ve çıkıntılar minimuma indirilmek suretiyle üstün temizlik sağlanır.
- *Optimum ışık yayılımı için (3,0 x 7,0 mm kesit) minimum 8000 tek lif.
- *Zor entübasyonlar için ucu ekstra bükülebilir.
- *Çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez.
- *Uzun ömürlüdür.




F.O. FLEX MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

- *Zor entübasyon için özel dizayn edilmiştir. Uc kısmı bükülebilir.
- *Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- *Krom kaplama yoktur.
- *4,5mm çapında 6500 den fazla fiber lif bulunmaktadır.
- *2,5 v xenon/Halojen ve Led ampül ile 6000 lux, 3,5 v Xenon/Halojen ve Led ampül ile 13000 Lux aydınlatma sağlar.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez
- *Uzun ömürlüdür.

GÖMÜLÜ FLEX F.O MACINTOSH BIÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-17.100
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-17.101
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-17.102
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-17.103
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-17.104



F.O MACINTOSH FLEX BIÇAKLAR			
NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-16.100
MAC 2	115 mm	13 mm	SM-16.101
MAC 3	135 mm	15 mm	SM-16.102
MAC 4	155 mm	15 mm	SM-16.103





LARİNGASKOPLAR



FIBOT (FIBEROPTİK LARİNGASKOPLAR)




- *Gövdeye üzerinde vida ile monteli kaliteli fiber lifler.
- * Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *2.5V ve 3.7V Led, Halogen ampül seçeneği.
- *Bladelerde herhangi bir elektrik devresi bulunmaz, ışık fiber lifler aracılığı ile uca taşınır.
- * Ampül sap gövdesine montelidir ve blade takıldığında otomatik yanar, çıkarıldığında ise söner.
- *Led ampül ile 12000 lux, Halogen ampul ile 6000 lux aydınlatma sağlar.
- * Laringoskop, piller ve ampul çıkarıldıktan sonra 134 °C de 4000 kez otoklav edilebilir, ETO kullanımı, buharlı otoklavlamada veya sporax ve cidex te herhangi bir olumsuz etki yoktur.




- *Gövdeye monteli blade ile bütün kaliteli fiber lifler.
- * Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *2.5V ve 3.7V Led, Halogen ampül seçeneği.
- *Bladelerde herhangi bir elektrik devresi bulunmaz, ışık fiber lifler aracılığı ile uca taşınır.
- * Ampül sap gövdesine montelidir ve blade takıldığında otomatik yanar, çıkarıldığında ise söner.
- *Led ampül ile 14000 lux, Halogen ampul ile 8000 lux aydınlatma sağlar.
- * Laringoskop, piller ve ampul çıkarıldıktan sonra 134 °C de 4000 kez otoklav edilebilir, ETO kullanımı, buharlı otoklavlamada veya sporax ve cidex te herhangi bir olumsuz etki yoktur.

F.O MILLER BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-12.100
MIL 0	80mm	57 mm	SM-12.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-12.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-12.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-12.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-12.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-12.106




F.O GÖMÜLÜ MILLER (DÜZ) BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT.NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-14.100
MIL 0	80mm	57 mm	SM-14.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-14.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-14.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-14.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-14.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-14.106



F.O ROBERTSHAW MODEL BİÇAKLAR

- *Entegre cam elyafı Laringoskop bıçağı
- *Üstün kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- * üretilmiştir
- *Kolay temizlenebilir ve steril edilebilir.
- *3.0 mm fiber çapı, en az 3000 tekli fiberden oluşur.
- **2.5 v xenon/Halojen ve Led ampül ile 3500 lux, 3.5 v Xenon/Halojen ve Led ampül ile 10000 Lux aydınlatma sağlar
- **134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir.
- ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Bakım gerektirmez.
- *Uzun ömürlüdür.

F.O ROBERTSHAW BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MIL 0	80mm	57 mm	SM-19.100
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-19.101



SM-22.10



GÜÇ PAKETİ 3.7V LI-ON SMD900



SM-21.10



SM-22.11



SM-21.11



LARİNGASKOPLAR




COMBOT (SICAK IŞIKLI) LARİNGASKOPLAR

COMBOT SICAK IŞIKLI MACINTOSH MODEL BİÇAKLAR

- *Kaliteli ve hafif, tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- *Ampul bıçak üzerine takılır.
- *Parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- *Keskin kenarı olmayan doğru şekillendirilmiş bıçak uçları.
- *2.5 V xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5V Xenon/Halogen ampul ile 3500 lux, 2.5 V Led ampul ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 luydınlatma sağlar.
- *134 derece 4 dakikada yaklaşık 400 kez otoklavlanabilir.
- *Bilyalı rulmanlar daha güvenli ve güvenilir montaj sağlar
- *Bakım gerektirmez.
- *Uzun ömürlüdür.



MACINTOSH BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MAC 00	70 mm	47 mm	SM-11.100
MAC 0	82mm	59 mm	SM-11.101
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-11.102
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-11.103
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-11.104
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-11.105
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-11.106




COMBOT SICAK IŞIKLI MILLER MODEL BİÇAKLAR

- *Kaliteli ve hafif, tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- *Ampul bıçak üzerine takılır.
- *Parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- *Keskin kenarı olmayan doğru şekillendirilmiş bıçak uçları.
- *Düz yapıdadır
- *2.5 V xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5V Xenon/Halogen ampul ile 3500 lux, 2.5 V Led ampul ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 lux aydınlatma sağlar.
- *134 derece 4 dakikada yaklaşık 400 kez otoklavlanabilir.
- *Bilyalı rulmanlar daha güvenli ve güvenilir montaj sağlar
- *Bakım gerektirmez.
- *Uzun ömürlüdür.



MILLER BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-10.100
MIL 0	80mm	57mm	SM-10.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-10.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-10.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-10.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-10.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-10.106




FLEX MACINTOSH MODEL BİÇAKLAR

- *Zor entübasyon için özel dizayn edilmiştir.Uc kısmı bükülebilir.
- *Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- *Ampul bıçağın üzerindedir.
- *Rahat ve pratik kullanım sağlar
- *2.5 v xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5v Xenon/Halogen ampul ile 3500 lux, 2.5 V Led ampul ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 lux aydınlatma sağlar.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidek'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez
- *Uzun ömürlüdür.



FLEX BİÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-18.100
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-18.101
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-18.102
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-18.103
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-18.104



SM-20.10
COMBOT STANDART ELCEK



SM-23.10
COMBOT RECHARGEABLE HANDLE STANDART



SM-20.11
COMBOT ELCEK İNCE



SM-23.11
COMBOT ŞARJLI ELCEK İNCE