



samed®
TIBBİ CİHAZLAR
TUR.TEKS.SAN. VE DİŞ TİC.
LTD.ŞTİ



SEYYAR OTOSKOP CİHAZI

- Hafif, Taşınabilir ve ergonomik.
- 3X büyütme yapabilen, 360 derece dönebilir, çizilmelere karşı dayalıklı gözlem penceresi.
- 2.5 Volt Xenon veya led ampül seçeneği.
- Tek elle kolayca açılıp kapatılabilir.
- Plastik gövde üzerinde, metal speculum takma yerleri bulunur, otoskop içi yansımaları engellemek için mat siyah üretilmiştir.
- Çeşitli ebatlarda çok kullanımlık speculumlar.
- 2 adet alkalin pil ya da şarj edilebilir pil ile çalışır.
- ÜTS kaydı vardır. (8683302140234)



MINİ ELCEK STANDART
SMDMHS420

**YERLİ
ÜRETİM**