



## → ŞARJLI FİBER OPTİK MACINTOSH SET



### F.O MACINTOSH LARİNGASKOP SET (SM-40.508)

HANDLE	SM-22.10	FIBOT	
BLADE	SM-13.103	SM-13.104	SM-13.105
ŞARJ CİHAZI	SMSC600		
ŞARJLI PİL	SMDB900		
ÇANTA	SM-45.100		



GÜÇ KUTUSU SMDSC600




SM-22.10

GÜÇ PAKETİ 3.7V LI-ON  
SMDB900



# samed®



## FİBER OPTİK MACINTOSH



### F.O. MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

- Kolay entübasyon için özel dizayn edilmiştir.
- \*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- \*Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
- \*Krom kaplama yoktur.
- \*4.5mm çapında 6500 den fazla fiber lif bulunmaktadır.
- \*2.5 v xenon/Halojen ve Led ampül ile 13000 lux, 3.5 v Xenon/Halojen ve Led ampül ile 18000 Lux aydınlatma sağlar. Led ampülün renk ısısı 6000K dir.
- \*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- \*134 dereceye kadar, 4-5 dakika, yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- \*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- \*Bakım gerektirmez
- \*Kullanılan ampülün ömrü 100000 saattir ve 5 yıl garantidir.



### F.O MACINTOSH BIÇAKLAR

NR	TOTAL LENGHT	WIDTH	CAT. NR.
MAC 00	70mm	9mm	SM-13.100
MAC 0	82mm	9 mm	SM-13.101
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-13.102
MAC 2	116 mm	13 mm	SM-13.103
MAC 3	135 mm	14.5 mm	SM-13.104
MAC 4	155 mm	14.5 mm	SM-13.105
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-13.106

