




samed®



GÖMÜLÜ FİBER OPTİK MACINTOSH




F.O. LARGE MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

- *Saten mat kaplamalı hafif, en iyi tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- *Daha yoğun, beyaz ışık sağlayan entegre bir ekstra geniş fiber optik demeti oluşturulmuştur.
- *Optimum ışık yayılımı için (3,0 x 7,0 mm kesit) minimum 8000 tek lif.
- *Krom kaplama yoktur.
- *Girinti ve çıkıntılar minimuma indirilmek suretiyle üstün temizlik sağlanır.
- *2.Çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.
- *Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
- *134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
- *Plazma sterilizasyon yapılabilir.
- *Bakım gerektirmez
- *Uzun ömürlüdür.



GÖMÜLÜ F.O MACINTOSH BIÇAKLAR

NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 0	82mm	9 mm	SM-15.101
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-15.102
MAC 2	116 mm	13 mm	SM-15.103
MAC 3	135 mm	14.5 mm	SM-15.104
MAC 4	155 mm	14.5 mm	SM-15.105
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-15.106





→ GÖMÜLÜ FİBER OPTİK MACINTOSH SET



GÖMÜLÜ F.O. MACINTOSH SET İÇERİĞİ (SM-40.706)

HANDLE	SM-22.10
BLADE	SM-15.103 / SM-15.104 / SM-15.105
ŞARJ CİHAZI	SMSC600
ŞARJLI PİL	SMDB900
ÇANTA	SM-45.100



GÜÇ KUTUSU SMDSC600



SM-22.10

GÜÇ PAKETİ 3.7V Lİ-ON
SMDB900