



samed®

TIBBİ CİHAZLAR
TUR.TEKS.SAN. VE DİŞ TİC.
LTD.ŞTİ



KATALOG 2022



TEKLİ DUVAR ÜNİTESİ

- *220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
- * 12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 3.5 V enstuman çıkışı.
- * Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine bulunduğu otomatik kapanır.
- *Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
- *Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
- *4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
- *Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
- *Yumuşak başlatma özelliği.



MODEL	TEKLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1000						
SMD1050						
SMD1100						
SMD1150						
SMD1200						
SMD1250						
SMD 1300						

ÇİFTLİ DUVAR ÜNİTESİ

- *220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
- * 12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 2 Adet 3.5 V enstuman çıkışı.
- * Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine bulunduğu otomatik kapanır.
- *Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
- *Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
- *4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
- *Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
- *Yumuşak başlatma özelliği.
- *İki enstrümanla da aynı anda çalışma imkanı.



MODEL	İKİLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1350						
SMD1400						
SMD1450						
SMD1500						
SMD1550						
SMD1600						
SMD 1650						
SMD 1700						

LARGE OFTALMASKOP (SMD 1850)

- Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlere girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
- *Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *68 Lens vardır. +38 ile -30
- * 18 adet diyafram filtre kombinasyonu vardır.



SMD 1850



*6 Standart apertür (Doğrusal Polarizasyon Filtresi ile) kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.

*Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.

OFTALMASKOP (SMD 1950)

- Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlere girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
- *Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *68 Lens vardır. +40 ile -25
- * 18 adet diyafram filtre kombinasyonu vardır.



SMD 1950



*6 Standart apertür (Doğrusal Polarizasyon Filtresi ile) kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.

*Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filtre, Mikro daire, Küçük daire, Geniş Daire, Yarı, Fiksasyon açıklığı.

RETİNASKOP (SMD 2000)

- 3.5v Streak Retinoscope, gözün kırılmasını belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır. çizgi retinoskopu, kullanımı kolay, hızlı, doğru ve özellikle astigmatizm eksenini belirlemede kullanılmaktadır.
- *Çok kaplamalı optik
- *Odak ve dönüş için tek bir kontrol halkası. Rahat çalışma imkanı
- *Toz geçirmez ve bakım gerektirmez dizayn.
- *Üstün çizgi kalitesi, küçük göz bebekleri olan hastalarda bile daha kolay ve daha hızlı kırılma sağlar.
- *Güçlü, parlak ampul
- nötralizasyonun kolay tanınmasını sağlar



SMD2000

FİBER OPTİK OTOSKOP (SMD 2050)

- *3.0x Büyütme
- *3.5V Halojen ve Led ampül ile çalışabilir.
- *Fiber Optik aydınlatma
- *Contalı mercek kısmı sayesinde pnomatik uygulamalarda yüksek verim sağlar.
- *Sağlam ve dayanıklı plastik gövde



SMD 2050

CERRAHİ OTOSKOP (CER-OTO)

- *Açık sistem, işlemler sırasında kullanımı daha rahat hale getirir. kullanım kolaylığı için dönebilen lens ve spekulum.
- *Fiber optik aydınlatma soğuk ışık üretir.
- *3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
- *hareketli spekulum tutucu herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir.



CER-OTO

METAL OTOSKOP

- *3.0x Büyütme
- *3.5 Xenon/Halogen ve Led ampül ile çalışır
- *Fiber Optik aydınlatma
- *Contalı merceği sayesinde pnomatik uygulamalarda yüksek verim.
- *Sağlam ve dayanıklı metal gövde.



MINİ OFTALMASKOP SMD 1900



- *19 Lens +20D -20D
- *5 standart aperiür.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *2 adet AA pil ile çalışır

MINİ OTOSKOP SMO100



- *Fiber optik aydınlatma.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *3.0x Büyütme Lensi
- *2 adet AA pil ile çalışır

MINİ OFTALMASKOP SMD SMO230



- *19 Lens +20D -20D
- *5 standart aperiür.
- *2.5V - 3,5V Led aydınlatma
- *2 adet AA pil ile çalışır



ELCEK STANDART SMDHS410



MINİ ELCEK STANDART SMDMHS420



ELCEK ŞARJLI SMDHS400



MINİ ELCEK ŞARJLI SMDMHS 430




GÜÇ KUTUSU SMDSC600




GÜÇ PAKETİ 3.7V LI-ON SMDB900



SPEKULUM KUTUSU SMD1650



DIAGNOSTİK SET BÜYÜK SMDSB220



DIAGNOSTİK SET ORTA SMDSK210