

SMD 1200 DUVARA MONTE OTOSKOP & SPEKULUM KUTUSU



SMD 1300 SET İÇERİĞİ

- SMD 1000 TEKLİ DUVAR ÜNİTESİ
- SMD 2050 OTOSKOP
- SMD 1650 SPEKULUM KUTUSU

DUVAR MONTE ÜNİTESİ



DUVAR ÜNİTESİ

- 220V 50/60Hz Şebeke elektriği ile çalışır.
- Üzerinden Işık şiddeti ayarı yapılabilen, iki elçekten oluşur.
- Elcekteki spiral dayanıklı kablo sayesinde en az 3 metreye kadar uzayabilir.
- Manyetik anahtarlama sistemi sayesinde, elçek yerinden alındığında otomatik yanma, yerine konduğunda otomatik sönme fonksiyonu vardır. Elcek üzerinden kademesiz ışık ayarı yapılabilir.
- Cihazda ampül tanıma özelliği bulunur, Cihaz ilk açılışta, başlıkları test ederek, başlıklardaki ampül özelliğini tespit eder, ampülün türüne göre çıkış akımını ayarlar. Bu sayede ampülün uzun ömürlü olması sağlanır.
- Elcek 4 dakikadan fazla açık kaldığında otomatik sönme fonksiyonu sayesinde başlıklardaki ışığı kapatır. Yerine koyulup alındığında veya ışık ayar halkası hareket ettirildiğinde tekrar çalışır. Bu süre kurumun isteğine göre 1 ile 15 dakika arasında programlanarak ayarlanabilir.
- Hızlı yumuşak başlatma ve yumuşak sonlandırma, ampülün kullanım süresini arttırır.
- Şık, ışıklı ve su geçirmez açma-kapama düğmesi.
- Başlığın rahat montajı için, konnektör kilit sistemi kullanılmıştır.
- Gerekğinde ayrı üniteler eklenebilir.

OTOSKOP



OTOSKOP

- 3.5V Led ve Xenon/Halojen ampül seçeneđi mevcuttur.
- Fiber optik, yansımasız ve bozulmayan ışık sistemi
- 3X büyütme yapabilen, kendi ekseninde 360 derece döne-bilen, çizilmeye dayanıklı optik gözlem penceresi.
- Siyah ve mat dayanıklı abs plastikten imal gövdesi vardır. Gövde üzerinde, orta kulak pnömatik testi için port bulunur. Contalı gözlem penceresi sayesinde, pnömatik test sırasında hava kaçađını engeller.
- Spekulumların rahat takılması için uç kısmında açıklık bulur, Spekulumlar vidalama şeklinde çevrilerek rahatça takılabilir.

SPEKULUM KUTUSU



SPEKULUM KUTUSU

- 4 Gözlüdür.
- Çeşitli çaplardaki spekulumlar kullanılabilir.
- Montaj aparatları sayesinde rahat ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Her bir göz 20 olmak üzere toplam 80 spekulum kapasitelidir.