



SMD 1250 DUVAR TİPİ CERRAHİ OTOSKOP



SMD 1250 SET İÇERİĞİ

- SMD 1000 TEKLİ DUVAR ÜNİTESİ
- SMD 2100 CERRAHİ OTOSKOP



DUVAR ÜNİTESİ

- 220V 50/60Hz Şebeke elektriği ile çalışır.
- Üzerinden Işık şiddeti ayarı yapılabilen, iki elçekten oluşur.
- Elcekteki spiral dayanıklı kablo sayesinde en az 3 metreye kadar uzayabilir.
- Manyetik anahtarlama sistemi sayesinde, elçek yerinden alındığında otomatik yanma, yerine konduğunda otomatik sönme fonksiyonu vardır. Elcek üzerinden kademesiz ışık ayarı yapılabilir.
- Cihazda ampül tanıma özelliği bulunur, Cihaz ilk açılışta, başlıkları test ederek, başlıklardaki ampül özelliğini tespit eder, ampülün türüne göre çıkış akımını ayarlar. Bu sayede ampülün uzun ömürlü olması sağlanır.
- Elcek 4 dakikadan fazla açık kaldığında otomatik sönme fonksiyonu sayesinde başlıklardaki ışığı kapatır. Yerine koyulup alındığında veya ışık ayar halkası hareket ettirildiğinde tekrar çalışır. Bu süre kurumun isteğine göre 1 ile 15 dakika arasında programlanarak ayarlanabilir.
- Hızlı yumuşak başlatma ve yumuşak sonlandırma, ampülün kullanım süresini arttırır.
- Şık, ışıklı ve su geçirmez açma-kapama düğmesi.
- Enstrumanın rahat montajı için, konnektör kilit sistemi kullanılmıştır.
- Gerektiğinde ayrı üniteler eklenebilir.



OTOSKOP

- 3.5V Led ve Xenon/Halojen ampül seçeneđi mevcuttur.
- Fiber optik, yansımasız ve bozulmayan ışık sistemi, rahat çalışmaya imkan veren açık kafa yapısı vardır.
- 3X büyütme yapabilen, kendi ekseninde 360 derece döne-bilen, çizilmeye dayanıklı optik gözlem penceresi vardır.
- Kendi etrafında 360 derece dönebilen spekulum tutucusu istenilen yerde sabitlenme imkanı sağlar.
- Reusable spekulumları vardır.
- Başlık altından rahat ampul deđiştirme imkanı.