



SMD 1500 OTOSKOP & OFTALMASKOP & SPEKULUM KUTUSU



SMD 1500 SET İÇERİĞİ

- SMD 1350 İKİLİ DUVAR ÜNİTESİ
- SMD 1650 SPEKULUM KUTUSU
- SMD 1950 OFTALMASKOP
- SMO 100 OTOSKOP



SMD 1500 OTOSKOP & OFTALMASKOP & SPEKULUM KUTUSU



DUVAR ÜNİTESİ

- 220V 50/60Hz Şebeke elektriği ile çalışır.
- Üzerinden Işık şiddeti ayarı yapılabilen, iki elçekten oluşur.
- Elceklerdeki spiral dayanıklı kablo sayesinde en az 3 metreye kadar uzayabilir.
- Manyetik anahtarlama sistemi sayesinde, elçek yerinden alındığında otomatik yanma, yerine konduğunda otomatik sönme fonksiyonu vardır. Elcek üzerinden kademesiz ışık ayarı yapılabilir.
- Cihazda ampül tanıma özelliği bulunur, Cihaz ilk açılışta, başlıkları test ederek, başlıklardaki ampül özelliğini tespit eder, ampülün türüne göre çıkış akımını ayarlar. Bu sayede ampülün uzun ömürlü olması sağlanır.
- Elcek 4 dakikadan fazla açık kaldığında otomatik sönme fonksiyonu sayesinde başlıklardaki ışığı kapatır. Yerine koyulup alındığında veya ışık ayar halkası hareket ettirildiğinde tekrar çalışır. Bu süre kurumun isteğine göre 1 ile 15 dakika arasında programlanarak ayarlanabilir.
- Hızlı yumuşak başlatma ve yumuşak sonlandırma, ampülün kullanım süresini artırır.
- Şık, ışıklı ve su geçirmez açma-kapama düğmesi.
- Enstrümanların rahat montajı için, konnektör kilit sistemi kullanılmıştır.
- Gerektiğinde ayrı üniteler eklenebilir.

SMD 1500 OTOSKOP & OFTALMASKOP & SPEKULUM KUTUSU



OTOSKOP

- 3.5V Led ve Xenon/Halojen ampül seçeneđi mevcuttur.
- Fiber optik, yansımasız ve bozulmayan ışık sistemi
- 3X büyütme yapabilen, kendi ekseninde 360 derece döne-bilen, çizilmeye dayanıklı optik gözlem penceresi.
- Siyah ve mat dayanıklı abs plastikten imal gövdesi vardır. Gövde üzerinde, orta kulak pnömatik testi için port bulunur. Contalı gözlem penceresi sayesinde, pnömatik test sırasında hava kaçađını engeller.
- Spekulumların rahat takılması için uç kısmında açıklık bulur, Spekulumlar vidalama şeklinde çevrilerek rahatça takılabilir.

SMD 1500 OTOSKOP & OFTALMASKOP & SPEKULUM KUTUSU



OFTALMASKOP

- 3.5V Led ve Xenon/Halojen ampül seçeneği mevcuttur.
- Kornea ve iris refleksiyonları elimine edilmiştir.
- Dar pupillerden yapılan muayenelerde dahi geniş fundus görünümü verir.
- Dioptri ayarı +38 ile -30 arasında yapılabilir. + ve - dioptri lensleri farklı renktedir.
- 5 eşel görünümü vardır. Büyük daire, orta daire, küçük daire, slit, red-free filtre
- Tüm ayarlamalar tek el ile yapılabilir.
- Gözlük kullanımı için yumuşak orbital destek vardır.
- 3 Ayrı ışık modu bulunur. Yeşil, Mavi, Sarı

SMD 1500 OTOSKOP & OFTALMASKOP & SPEKULUM KUTUSU



SPEKULUM KUTUSU

- 4 Gözlüdür.
- Çeşitli çaplardaki spekulumlar kullanılabilir.
- Montaj aparatları sayesinde rahat ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Her bir göz 20 olmak üzere toplam 80 spekulum kapasitelidir.